

Waterpik™ Water Flosser Model WF-26 Series

Waterpik™ mundusch
modell WF-26-serien

www.waterpik.co.uk

samcooper**design**

DO NOT PRINT

DATE: 03.24.25
CLIENT: WATERPIK

FILENAME: 20034153-FAB_WF-26UK_CostcoCombo_Series_IM_F.indd
DESCRIPTION: WF-26 series Instruction Manual
LANGUAGES: 2 (Eng, Swed)
FILE TYPE: Adobe InDesign CC
SCD JOB# / PREPARED BY: 25WPOH8604 / BT
CLIENT ROUND: F

SCALE: 100%
UPC: N/A
SIZE: Flat: 14.0" x 4.5"; Folded: 7.0" x 4.5"
FORM NUMBER: 20034153-F AB
INK: Process Black
NOTES:

IMPORTANT SAFEGUARDS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

- This product is for household use.

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

DANGER:

To reduce the risk of electrocution:

- Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place or drop the product into water or other liquid.
- Do not reach for a product that has fallen into water. Unplug immediately.
- Do not handle the user supplied USB power supply (power adapter) with wet hands.

- Unplug the user supplied USB power supply (power adapter) when not in use.
- Check the charging cord and user supplied USB power supply (power adapter) for damage before the first use and during the life of the product.

WARNING:

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- Use this product only for its intended use as described in these instructions or as recommended by your dental professional.
- Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into any liquid. Contact the Water Pik, Inc. UK Customer Service Centre by calling +44 (0) 333 123 5677 or visit www.waterpik.co.uk.
- A user supplied Type-C, USB wall charger (power adapter), safety certified (IPX4, Class II) with a rated output of 5.0 V $\overline{=}$, 3.0 Amps Max is required to charge this product.
- Do not plug this device into a voltage system that is different from the voltage system specified on the device or charger.
- Keep the charging cord away from heated surfaces.

- Never drop or insert any object into any hose or opening.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Fill reservoir with warm water or other dental professional recommended solutions only.
- Only use tips and accessories recommended by Water Pik, Inc. as identified in this instruction manual.
- If the charging cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.
- Do not use iodine, saline (salt solution), or water insoluble concentrated essential oils in this product. Use of these can reduce product performance and will shorten the life of the product.
- Do not direct water from the water flosser under the tongue, into the ear, nose or other delicate areas. This product is capable of producing pressures that may cause serious damage in these areas.

- Do not direct water into the nose or ear. The potentially deadly amoeba, *Naegleria fowleri*, may be present in some tap water or unchlorinated well water and may be fatal if directed into these areas.
- If your physician advised you to receive antibiotic premedication before dental procedures, you should consult your dentist before using this instrument or any other oral hygiene aid.
- Remove any oral jewelry prior to use of this product.
- Do not use if you have an open wound on your tongue or in your mouth.
- Do not use the water flosser for more than five minutes in each two-hour period.
- If the Pik Pocket™ tip (not included in all models) separates from the shaft for any reason, discard tip and shaft and replace with new Pik Pocket™ tip.
- There are no user serviceable electrical parts in this product and it does not require maintenance.

- Remove the charging cord from the unit and replace charging port cover prior to filling the reservoir.
- Ensure contacts on the cord, the unit and the power adapter are clean and dry while the unit is being charged.
- Magnetic field: Pacemakers and similar implanted medical devices may be affected by magnet. Contact your doctor with any questions.
- Do not expose the battery or appliance to excessive temperatures.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INTENDED USE

Waterpik™ water flossers with PRECISIONPULSE™ TECHNOLOGY are proven to deliver an effective combination of water pressure and pulsations to remove plaque bacteria that can cause gingivitis, cavities, and bad breath.


Product Description	7
Getting Started	8
Cleaning and Troubleshooting Your Waterpik™ Water Flosser	11
Battery Care, Battery Disposal/Recycling, Battery Removal	12
Limited Two Year Warranty	13

Symbols Glossary (Not all symbols apply to all products)							
Explanation of symbols used on Water Pik, Inc. product labels and packaging.							
Applicable symbols for a specific product are found on that product's labels and packaging.							
Symbol	Definition	Symbol	Definition	Symbol	Definition	Symbol	Definition
	Refer to instruction manual		Detachable Power Supply		Do not use this device in a shower, bathtub and do not immerse in any liquid.		Separate collection for waste electrical and electronic equipment.
	Manufacturer		Direct Current (DC) Voltage		Product contains a lithium ion battery		Contains a recyclable Li-ion battery
IPX7 or IPX4	Ingress Protection Code		Alternating Current (AC) Voltage		CE marking of conformity		Contains a recyclable Ni-MH battery
	IEC Class II Equipment		Do not immerse this device in any liquid.		Regulatory Compliance Mark		


1. EasySpin™ 360 degree tip rotator
2. Power button
3. Pressure indicators
4. Power handle
5. Charge port/Charge port cover
6. Reservoir
7. Tip
8. Charging cable
9. Reservoir fill door
10. Battery charge indicator
11. Tip eject button

Charging Cable


20034096-2 (White)



USB power adapter (not included)



NOT ALL TIPS INCLUDED IN ALL MODELS



*Replace Every 3 months **Replace Every 6 months

TIPS

A. Orthodontic Tip* (OD-100E)

- Braces/General use

B. Pik Pocket™ Tip* (PP-100E)

- Periodontal pockets/
Furcations

C. Plaque Seeker™ Tip* (PS-100E)

- Implants/Crowns/Bridges/
Retainers/General use




D. Handheld Cordless Precision Tip** (JT-450E)

- General use

E. Tongue Cleaner* (TC-100E)

- Fresher breath

Replacement tips/attachments may be purchased online at www.waterpik.co.uk, or by phone from Water Pik, Inc. at +44 (0) 333 123 5677. To find detailed information about tips, other accessories, and product usage please visit our website at www.waterpik.co.uk.



Charging Unit Prior to First Use

Connect the charging cable to a USB power adapter (not included), then plug into a wall outlet.

Attach the other end of the cable to the unit.

Charge for **4 hours** before first use. A full charge lasts up to 9 weeks with typical use.

Replace the charge port cover after charging and ensure it's flush with the handle.

Note: Refer to the IMPORTANT SAFEGUARDS section for required USB wall charger specifications.

Charge Lights

- The LED will flash white to indicate that the unit is approaching a low battery level.
- The LED will turn red when the battery is depleted, indicating that the unit needs to be charged.
- The LED will glow when charging.
- The LED stays lit when fully charged until the charging cable is unplugged from the device.

Filling the Reservoir

Lift flip top on reservoir and fill the reservoir with lukewarm water.

Note: Always remove charging cable and replace charge port cover prior to filling.


Inserting and Removing Tips

Insert tip at the top of the unit. To remove the tip from the unit, press the tip eject button and pull tip from the unit.

CAUTION: Do not press tip eject button while unit is running.

Adjusting the Pressure Setting

First press power button. Unit will start on "low." Press power button a second time, this will turn unit to "high." Pressing button third time will turn unit OFF. Gradually increase pressure over time to the setting you prefer – or as instructed by your dental professional.



Recommended Technique

Lean low over sink and place the tip in mouth. Aim the tip toward teeth, and turn the unit ON.

For best results, start with the back teeth and work toward the front teeth. Glide tip along gumline and pause briefly between teeth. Continue until you have cleaned the inside and outside of both the upper and lower teeth. Direct the jet stream at a 90-degree angle to your gumline. **Slightly close lips to avoid splashing** but allow water to flow freely from mouth into the sink. Keep unit upright during use for best results.

Tips:

- **LOOK INTO SINK, not in mirror, to reduce splashing.**
- **You can adjust tip direction with a single touch by using the EasySpin™ 360 degree tip rotator**

When Finished


Turn the unit OFF. Empty any liquid left in the reservoir.

If desired, the reservoir may be removed from the power handle by simply pulling down on the reservoir to remove.

Travel mode:

- Locate the power button.
- Press and hold the button down firmly for a continuous 5 seconds until the unit flashes. The device is now in travel mode.
- While in travel mode, the device will not power on.
- To turn off travel mode, press and hold the power button again for a continuous 5 seconds until it flashes.
- After 5 seconds, the device should exit travel mode.
- Verify that the device has returned to normal functionality by checking if any previously disabled features are now accessible.

NOTE: Travel mode will be disabled when unit is plugged in to charge.



NOTE: NOT ALL TIPS INCLUDED WITH ALL MODELS.

SPECIALITY TIP USAGE

Pik Pocket™ Tip

The Pik Pocket™ tip is specifically designed to deliver water or anti-bacterial solutions deep into periodontal pockets. To use the Pik Pocket™ tip, **set the unit to the lowest pressure setting**. Place the soft tip against a tooth at a 45-degree angle and gently place the tip under the gumline, into the pocket. Turn the unit on and continue tracing along the gumline.

Orthodontic Tip

To use the orthodontic tip, gently glide tip along gumline, pausing briefly to lightly brush area between teeth and all around orthodontic bracket, before proceeding to the next tooth.

Tongue Cleaner Tip

Set to lowest pressure setting, place tip in the center/middle of your tongue about half way back. Pull forward with light pressure. Increase pressure as you prefer.

Plaque Seeker™ Tip

To use the Plaque Seeker™ tip, place the tip close to the teeth so that the bristles are gently touching the teeth. Gently glide tip along gumline, pausing briefly between teeth to gently brush and allow the water to flow between the teeth.

Using Mouthwash and Other Solutions

Your Waterpik™ water flosser can be used to deliver mouthwash and antibacterial solutions. For ease of adding other solutions remove the reservoir (see "When Finished" section) and add from fill door on reservoir. If you are adding additional water you may replace the reservoir and fill reservoir fully with the fill door. After using any special solution, rinse unit to prevent clogging by partially filling reservoir with warm water and running unit with tip pointed into sink until unit is empty.

Cleaning

Never immerse unit in water. Before cleaning, unplug from the electrical outlet. Clean the product when necessary by using a soft cloth and mild non-abrasive cleanser to wipe exterior.






The water reservoir is removable for cleaning and is top rack dishwasher safe. We recommend air drying instead of a heated dry cycle. It is recommended that the reservoir is removed and cleaned weekly.

Removing Hard Water Deposits / General Cleaning

Hard water deposits may build up in your unit, depending on the mineral content of your water. If left unattended, it can hinder performance.

Cleaning internal parts: add 1 tablespoon of white vinegar to a full reservoir of warm water. Point the handle and tip into sink. Turn unit ON and run until reservoir is empty. Rinse by repeating with a full reservoir of clean warm water.

This process should be done every 1 to 3 months to ensure optimal performance.



Battery Care

If the water flosser is to be stored for an extended period of time (six months or more), be sure to fully charge it prior to storage. Do not expose the battery or appliance to excessive temperatures.

Battery Disposal/Recycling

This product contains a **rechargeable lithium ion battery**. The battery is not replaceable. At the end of product life, do not dispose of in household garbage or recycling bins. Please recycle at your nearest recycling center or take to hazardous waste collection point to comply with local and state regulations.

Dispose of used battery promptly. Keep away from children. Do not disassemble and do not dispose of in fire.

Please contact your local waste administrative department for any questions.

Note: The rechargeable battery is not replaceable. Remove only at end of product life. This process is not reversible and voids the product warranty.

Battery Removal

To remove the rechargeable battery for recycling, please discharge the battery fully before removing.

Observe basic safety precautions when you follow the procedure below. Be sure to protect your eyes, hands, fingers and surface on which you work.

1. Remove reservoir
2. Using a Phillips screwdriver, remove the screws from the locations shown.
3. Pull the lower cover off.
4. Pull out battery (a) and disconnect from circuit board (b).
5. Recycle/dispose of the battery at your nearest recycling center or take to a hazardous waste collection facility to comply with local and state regulations.

WARNING:

DO NOT cut both battery wires at the same time.

DO NOT disassemble, puncture, hit, squeeze or throw the battery into fire.

Service Maintenance

Waterpik™ water flossers have no consumer serviceable electrical items and do not require routine service maintenance. For all your service needs please call the Water Pik, Inc. UK Customer Service Centre at +44 (0) 333 123 5677. Some replacement parts and accessories for the water flosser are also available at www.waterpik.co.uk.

For questions or problems please call the customer service centre before returning the product.

Refer to the serial and model numbers in all correspondence. These numbers are located on the back of the handle and bottom of the reservoir respectively.

Still have questions? Go to www.waterpik.co.uk.

Warranty

Water Pik, Inc. warrants to the original consumer of this new product that it is free from defects in materials and workmanship for 2 years from the date of purchase. Consumer will be required to submit the original purchase receipt as proof of purchase date and if requested, the entire product, to support a warranty claim. Water Pik, Inc. will replace at its discretion the product, which in its opinion is defective, provided the product has not been abused, misused, altered or damaged after purchase, was used according to instructions, and was used only with accessories or consumable parts approved by Water Pik, Inc. This limited warranty excludes accessories or consumable parts such as tips, etc.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary, depending on the law in your place of residence.

EU EcoDesign power per (EU) 2023/826

- Operating Modes = Flossing, Off and Standby
- Off Mode power consumption = 0 W
- Standby Mode power consumption = 0.1 W
- Time to Off mode; User shutoff = 0 minutes.
- Time to Off mode; Auto-shutoff = 2 minutes.
- Time to standby mode; At full charge = charge time varies with battery charge status

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING.

- Den här produkten är avsedd för hushållsbruk

När elektriska apparater används, speciellt när barn är närvarande, ska grundläggande säkerhetsföreskrifter alltid följas, inklusive följande:

FARA:

För att minska risken för elstötar:

- Placera eller förvara inte produkten där den kan falla i eller dras ner i ett badkar eller handfat.
- Placera eller släpp aldrig ned produkten i vatten eller någon annan vätska.
- Sträck dig inte efter en produkt som har fallit i vattnet. Koppla omedelbart ur sladden.

- Hantera inte den medföljande USB-strömförsörjningen (nätadaptern) med våta händer.
- Koppla ur den medföljande USB-strömförsörjningen (nätadaptern) när den inte används.
- Kontrollera att laddningssladden och den medföljande USB-strömförsörjningen (nätadaptern) inte är skadade före första användningen och under produktens livstid.

VARNING:

För att minska risken för brännskador, elstötar, brand och personsador:

- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner om användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

- Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Använd endast denna produkt för avsedd användning enligt beskrivningen i dessa instruktioner eller enligt rekommendation av din tandläkare."
- Använd aldrig produkten om den har en skadad sladd eller kontakt, om den inte fungerar om den har tappats eller skadats, eller tappats i någon vätska. Kontakta Water Pik, Inc:s kundtjänstcenter i Storbritannien genom att ringa +44 (0) 333 123 5677 eller besök www.waterpik.co.uk."
- En USB-A-väggsladdare (nätadapter) som tillhandahålls av användaren, säkerhetscertifierad (IPX4, klass II) med en märkeffekt på 5,0 V==, max. 3,0 A krävs för att ladda denna produkt.
- Anslut inte denna enhet till ett spänningssystem som skiljer sig från det spänningssystem som anges på enheten eller laddaren.

- Håll undan laddningssladden från varma ytor.
- Tappa inte ner eller för inte in några objekt i någon slang eller öppning.
- Använd inte utomhus eller på platser där aerosol (spray)-produkter används eller där syrgas ges.
- Fyll behållaren med vatten eller annan lösning rekommenderad av tandläkare.
- Använd endast spetsar och tillbehör som rekommenderas av Water Pik, Inc. som anges i denna bruksanvisning.
- Om laddningssladden är skadad måste den bytas ut mot en speciell sladd eller enhet tillgänglig från tillverkaren eller dess serviceombud.
- Använd inte jod, koksaltlösning eller vattenolösliga koncentrerade eteriska oljor i denna produkt. Användning av dessa kan försämra produktens prestanda och förkorta produktens livslängd.

- Rikta inte vatten från munduschen under tungan, in i örat, näsan eller andra känsliga områden. Den här produkten kan producera tryck som kan orsaka allvarliga skador i dessa områden.
- Rikta inte vatten mot näsan eller örat. Den potentiellt dödliga amöban, *Naegleria fowleri*, kan förekomma i kranvatten eller oklorerat brunnsvatten och kan vara dödlig om den riktas mot dessa områden.
- Om din läkare har rekommenderat dig att få förebyggande antibiotika före tandbehandlingar, bör du rådfråga din tandläkare innan du använder detta instrument eller något annat hjälpmedel för munhygien.
- Ta bort eventuella munsmycken innan du använder den här produkten
- Använd inte om du har ett öppet sår på tungan eller i munnen.
- Använd inte munduschen i mer än fem minuter under varje tvåtimmarsperiod.

- Om Pik Pocket™-spetsen (ingår inte i alla modeller) av någon anledning lossnar från axeln ska du kassera spetsen och axeln och ersätta med en ny Pik Pocket™-spets.
- Det finns inga elektriska delar som kan underhållas av användaren i denna produkt och den kräver inget underhåll.
- Ta bort laddningssladden från enheten innan du fyller på behållaren.
- Se till att kontakter på sladden, enheten och nätadaptern är rena och torra medan enheten laddas.
- Magnetfält: Pacemakers och liknande implanterade medicintekniska produkter kan påverkas av magnet. Kontakta din läkare om du har frågor.
- Utsätt inte batteriet eller apparaten för överdrivna temperaturer.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

AVSEDD ANVÄNDNING


Waterpik™ munduschar med PRECISIONPULSE™-TEKNIK ger en bevisad effektiv kombination av vattentryck och pulsering för att avlägsna plackbakterier som kan orsaka inflammation i tandköttet, hål i tänderna och dålig andedräkt.

Produktbeskrivning	19
Komma igång	20
Rengöring och felsökning av din Waterpik™ mundusch	23
Batteriskötsel, kassering/återvinning av batterier, uttagning av batterier	24
Begränsad tvåårsgaranti	25


Symbolordlista (alla symboler gäller inte för alla produkter)							
Förklaring av symboler som används på Water Pik, Inc.s produktetiketter och förpackningar.							
Tillämpliga symboler för en specifik produkt finns på produktens etiketter och förpackningar.							
Symbol	Definition	Symbol	Definition	Symbol	Definition	Symbol	Definition
	Se användarhandboken		Löstagbar strömförsörjning		Använd inte denna enhet i dusch, badkar och nedsänk inte i någon vätska		Separat insamling av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning
	Tillverkare		Likström (DC)		Produkten innehåller ett litiumjonbatteri		Innehåller ett återvinningsbart litiumjonbatteri
IPX7 or IPX4	Kapslingsklass		Växelström (AC)		CE-märkning om överensstämmelse		Innehåller ett återvinningsbart Ni-MH-batteri
	IEC klass II-utrustning		Sänk inte ner denna enhet i någon vätska		Märkning för efterlevnad av regelverk		

- 1. Spets som roterar 360 grader
- 2. Strömknapp
- 3. Tryckindikatorer
- 4. Handenhet
- 5. Laddningsport/laddningsportsskydd
- 6. Behållare
- 7. Spets
- 8. Laddningskabel
- 9. Påfyllningslucka för behållare
- 10. Batteriladdningsindikator
- 11. Spetsutmatningsknapp


Laddningskabel
20034096-2 (vit)



USB-nätadapter ingår ej



ALLA SPETSAR INGÅR INTE I ALLA MODELLER




*Byt ut var tredje månad **Byt ut var sjätte månad

SPETS

- A. Ortodontisk spets* (OD-100E)**
 - Tandställning/allmän användning
- B. Pik Pocket™-spets* (PP-100E)**
 - Tandkötsfickor/furkationer
- C. Plaque Seeker™-spets* (PS-100E)**
 - Implantat/kronor/bryggor/ tandställningar/allmän användning
- D. Handhållet sladdlöst precisionsmunstycke** (JT-450E)**
 - Allmän användning
- E. Tungrengörare* (TC-100E)**
 - Friskare andedräkt

Ersättningsspetsar/tillbehör kan kopas online på www.waterpik.co.uk, eller per telefon från Water Pik, Inc. på +44 (0) 333 123 5677. För att hitta detaljerad information om spetsar, andra tillbehör och produktanvändning ska du besöka vår webbplats på www.waterpik.co.uk.



Laddning av enheten före första användning

Anslut laddningskabeln till en USB-vägggladdare (medföljer ej) och anslut sedan till ett vägguttag. Anslut kabelns andra ände till enheten.

Ladda i **fyra timmar** före första användning. En full laddning räcker i upp till nio veckor vid normal användning. Sätt tillbaka laddningsportsskyddet efter laddning och se till att det är i jämnhöjd med handtaget.

Anmärkning: Se avsnittet VIKTIGA SÄKERHETSFORESKRIFTER för specifikationer för USB-vägggladdare.

Laddningslampan

- LED-lampan blinkar vitt för att indikera att enheten närmar sig en låg batterinivå.
- LED-lampan lyser rött när batteriet är urladdat, vilket indikerar att enheten behöver laddas.
- LED-lampan lyser när den laddas.
- LED-lampan förblir tänd när den är fulladdad tills USB-kabeln kopplas bort från enheten.

Fylla behållaren

Lyft upp locket på behållaren och fyll behållaren med ljummet vatten.

Anmärkning: Ta alltid bort laddningskabeln och sätt tillbaka skyddet på laddningsporten före påfyllning.


Sätta in och ta ut spetsar

Sätt in spetsen längst upp på enheten. För att ta bort spetsen från enheten, tryck på spetsutmatningsknappen och dra ut spetsen från enheten.

FÖRSIKTIGHET: Tryck inte på spetsutmatningsknappen när enheten är igång.

Justera tryckinställningen

Tryck först på strömknappen. Enheten startar på "låg". Tryck på strömbrytaren en andra gång så att enheten ställs in på "hög". Tryck på knappen en tredje gång för att stänga av enheten. Öka trycket gradvis över tid till den inställning du föredrar – eller enligt din tandläkares anvisningar.



Rekommenderad teknik

Luta dig lågt över tvättstället och placera spetsen i munnen. Rikta spetsen mot tänderna och slå PÅ enheten. Bäst resultat får du om du börjar med de bakre tänderna och sedan arbetar dig fram mot de främre. För spetsen längs tandköttskanten och pausa kort mellan tänderna. Fortsätt tills du har rengjort in- och utsidan av både över- och underkäkens tänder. Rikta vattenstrålen i 90 graders vinkel mot tandköttskanten. Stäng läpparna något för att undvika stänk, men låt vattnet flöda fritt från munnen ner i tvättstället. Håll enheten upprätt under användning för bästa resultat.

Tips:

- **TITTA I TVÄTTSTÄLLET, inte i spegeln för att minska stänk.**
- **Du kan justera spetsens riktning med ett enda tryck med hjälp av EasySpin™ 360 graders spetsrotation.**

När du är klar


Stäng AV enheten. Töm ut eventuell vätska som finns kvar i behållaren.

Om så önskas kan behållaren tas bort från handenheten genom att helt enkelt dra ner behållaren för att ta bort den.

Transportläge:

- Leta reda på strömbrytaren.
- Håll knappen nedtryckt i 5 sekunder tills enheten blinkar. Enheten befinner sig nu i transportläge.
- När enheten är i transportläge slås den inte på.
- För att stänga av transportläget håller du in strömknappen igen i 5 sekunder tills den blinkar.
- Efter 5 sekunder ska enheten lämna transportläget.
- Kontrollera att enheten har återgått till normal funktion genom att kontrollera om några tidigare inaktiverade funktioner nu är tillgängliga.

ANMÄRKNING: Transportläget inaktiveras när enheten ansluts till elnätet för laddning.



ANMÄRKNING: ALLA SPETSAR INGÅR INTE MED ALLA MODELLER.

SPETSANVÄNDNING

Pik Pocket™-spets

Pik Pocket™-spetsen är särskilt utformad för att leverera vatten eller antibakteriella lösningar djupt in i tandköttsfickor. För att använda Pik Pocket™-spetsen ställer du in enheten på den lägsta tryckinställningen. Placera den mjuka spetsen mot en tand i taget i 45 graders vinkel och för försiktigt in spetsen under tandköttsskanten, in i fickan.

Ortodontisk spets

För att använda den ortodontiska spetsen för du spetsen försiktigt längs tandköttsskanten. Gör en kort paus för att borsta området mellan tänderna och runt tandställningen innan du fortsätter till nästa tand.

Tungrengöringsspets

Ställ in den lägsta tryckinställningen och placera spetsen mitt på tungan, ungefär halvvägs bakåt. Dra framåt med lätt tryck. Öka trycket som du föredrar.

Plaque Seeker™-spets

För att använda Plaque Seeker™-spetsen placerar du spetsen nära tänderna så att borsten försiktigt rör vid tänderna. För försiktigt spetsen längs tandköttsskanten och gör en kort paus mellan tänderna för att borsta försiktigt och låta vattnet flöda mellan tänderna.

Användning av munskölj och andra lösningar

Din Waterpik™ mundusch kan användas för att leverera munskölj och antibakteriella lösningar. För att smidigt fylla på med andra lösningar avlägsnar du behållaren (Se avsnittet "När du är klar") och fyll på via luckan på behållaren. Efter att ha använt någon speciallösning ska du skölja enheten för att förhindra igensättning genom att delvis fylla behållaren med varmt vatten och köra enheten med spetsen vänd mot tvättstället tills enheten är tom.

Rengöring

Sänk aldrig ner enheten i vatten. Dra ut kontakten ur eluttaget före rengöring. Rengör produkten vid behov genom att torka av utsidan med en mjuk trasa och ett mildt, icke-slipande rengöringsmedel.





Vattenbehållaren är löstagbar för rengöring och tål maskindisk i översta stället. Vi rekommenderar lufttorkning istället för torkning med varmluft. Vi rekommenderar att behållaren tas bort och rengörs varje vecka.

Avlägsnande av avlagringar från hårt vatten/Allmän rengöring

Avlagringar från hårt vatten kan byggas upp i enheten, beroende på vattnets mineralinnehåll. Om det inte tas bort kan funktionen försämrats.

Rengöring av inre delar: tillsätt en matsked vit vinäger i en full behållare med varmt vatten. Rikta handtaget och spetsen mot tvättstället. Slå PÅ (I) enheten och kör tills behållaren är tom. Skölj genom att upprepa med en full behållare med rent varmt vatten.

Denna process bör utföras varje till var tredje månad för att säkerställa optimal prestanda.



Batteriskötsel

Om munduschen ska förvaras under en längre tid (sex månader eller mer) ska du se till att ladda den helt innan förvaring.

Kassering/återvinning av batterier

Den här produkten innehåller **ett laddningsbart litiumjonbatteri**. Batteriet är inte utbytbar. När produkten är uttjänt får den inte slängas i hushållssopor eller återvinningskärl. Återvinn produkten på närmaste återvinningscentral eller lämna den till en samlingsplats för farligt avfall i enlighet med lokala och statliga bestämmelser.

Kontakta din lokala avfallsförvaltning om du har några frågor.

Anmärkning: Det laddningsbara batteriet är inte utbytbar. Ta endast ut i slutet av livstiden. Denna process är inte reversibel och upphäver produktgarantin.

Uttagning av batteriet

För att ta ut det laddningsbara batteriet för återvinning, ladda ur batteriet helt innan du tar ut det. Iaktta grundläggande säkerhetsåtgärder när du följer nedanstående procedur. Se till att skydda ögon, händer, fingrar och arbetsytan.

1. Ta bort behållaren.
2. Använd en Philips-skruvmejsel och ta bort skruvarna från de platser som visas.
3. Dra av det nedre skyddet.
4. Dra ut batteriet (a) och koppla loss det från kretskortet (b).
5. Återvinn/släng batteriet på närmaste återvinningscentral eller lämna det till en samlingsplats för farligt avfall för att följa lokala och statliga bestämmelser.

VARNING:

Klipp INTE av båda batterikablarna samtidigt.

Batteriet får INTE tas isär, punkteras, slås, klämmas eller kastas i eld.

Serviceunderhåll

Waterpik™ munduschar har inga elektriska komponenter som kan servas av konsumenter och kräver inte rutinmässigt serviceunderhåll. För alla dina servicebehov, ring Water Pik, Inc:s kundtjänstcenter i Storbritannien +44 (0) 333 123 5677. Vissa reservdelar och tillbehör till munduschen finns också tillgängliga på www.waterpik.co.uk.

Vid frågor eller problem ska du ringa kundtjänstcentret innan du returnerar produkten.

Hänvisa till serie- och modellnummer i all korrespondens. Dessa nummer finns på handtagets baksida respektive botten av behållaren.

Har du fler frågor? Gå till www.waterpik.co.uk.

Garanti

Water Pik, Inc. garanterar till den ursprungliga konsumenten av denna nya produkt att den är fri från defekter i material och tillverkning under 2 år från inköpsdatum. Konsumenten kommer att behöva lämna in det ursprungliga köpkvittot som bevis på inköpsdatum och, om så begärs, hela produkten, för att stödja ett garantianspråk. Water Pik, Inc. kommer efter eget gottfinnande att ersätta den produkt som enligt dess uppfattning är defekt, förutsatt att produkten inte har missbrukats, använts felaktigt, ändrats eller skadats efter köpet, har använts enligt anvisningarna och endast har använts med tillbehör eller förbrukningsartiklar som godkänts av Water Pik, Inc. Denna begränsade garanti omfattar inte tillbehör eller förbrukningsartiklar som spetsar osv.

Den här garantin ger köparen specifika juridiska rättigheter. Du kan också ha andra rättigheter som varierar beroende på lagen i ditt land.

EU:s ekodesignkrav för effektförbrukning enligt förordning (EU) 2023/826

- Driftlägen = Mundusch, av och standby
- Strömförbrukning i AV-läge = 0 W
- Strömförbrukning i standbyläge = 0,1 W
- Tid till AV-läge; avstängning av användare = 0 minuter
- Tid till AV-läge; automatisk avstängning = 2 minuter
- Tid till standbyläge; vid full laddning = laddningstiden varierar beroende på batteriets laddningsstatus



**Water Pik, Inc., a subsidiary
of Church & Dwight Co., Inc.**

1730 East Prospect Road
Fort Collins, CO 80553-0001 USA
800-525-2774

www.waterpik.com



EU Representative

SOFIBEL SAS

110 - 114 rue Victor Hugo

92686 Levallois-Perret

Cedex-France

assistance.fr@waterpik.com

Imported and Distributed in the UK by:

Church & Dwight UK Limited,

Wear Bay Road,

Folkestone,

Kent CT19 6PG

United Kingdom

assistance.uk@waterpik.com

Designed and tested in the USA.

Designad och testad i USA.

Form No. 20034153-F AB

©2025 Water Pik, Inc.